

ANTI INFECTION EYE DROPS

Myovit 3
Dung dịch nhỏ mắt

Dung dịch nhỏ mắt

Myovit 3


ANTI INFECTION EYE DROPS

Sodium chloride 0.22%
Acid boric - Borneol

DÙNG CHO:

Đau mắt, Ghèn (rỉ) mắt, mủ mắt,
ngứa mắt, xốn (cộm) mắt, khô rát mắt,
chảy nước mắt, mắt khó chịu

BỔ SUNG
SODIUM HYALURONAT



VÔ KHUẨN

Không chứa corticoid
Không gây tăng nhãn áp

**ĐAU MẮT DỊCH
MẮT ĐỎ**

Vi khuẩn, virus, nấm

Thể tích thực
15ml

Thông tin khác: Vui lòng xem tờ hdsd
Bảo quản: Để nơi khô mát ($\leq 30^{\circ}\text{C}$), tránh ánh sáng trực tiếp. Đậy kín nắp sau khi sử dụng

dahaco
PHARMA

Phân phối:
Công ty TNHH Công nghệ DAHACO
Địa chỉ: số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại tư vấn: 0963.460.883

MONAPHARM

Sản xuất theo License của: Công ty TNHH Dược phẩm MONAPHARM
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số CB: 230000496/PCBB-HN

LSX:
NSX:
HSD:

Sản xuất tại Việt Nam



HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM PHYOTEC
M/S: 0 1 U S 0 1 2017
Số nhà 34, ng 1, đường An Trường, Thôn An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Dung dịch nhỏ mắt

Myovit 3


ANTI INFECTION EYE DROPS

Sodium chloride 0.22%
Acid boric - Borneol

DÙNG CHO:

Đau mắt, Ghèn (rỉ) mắt, mủ mắt,
ngứa mắt, xốn (cộm) mắt, khô rát mắt,
chảy nước mắt, mắt khó chịu

BỔ SUNG
SODIUM HYALURONAT



VÔ KHUẨN

Không chứa corticoid
Không gây tăng nhãn áp

**ĐAU MẮT DỊCH
MẮT ĐỎ**

Vi khuẩn, virus, nấm

Thể tích thực
15ml

Thành phần:
Sodium Chloride 0.22%, acid boric, Borneol, Sodium hyaluronat, Sodium borate, nước cất pha tiêm, phụ liệu vừa đủ 15ml.

Mục đích sử dụng:
Dưỡng ẩm và làm sạch khô mắt, mờ mắt, mủ mắt. Ngăn ngừa ngứa mắt, chảy nước mắt, đỏ mắt, cộm mắt do bụi từ môi trường hoặc mủ hời. Giúp phòng ngừa các bệnh đau mắt

Đối tượng sử dụng:
Dùng cho người lớn và trẻ từ 1 tuổi trong các trường hợp:

- Mỏi mắt, ngứa mắt, khô rát mắt, cay mắt, xốn (cộm) mắt, đỏ mắt, mờ mắt, chảy nước mắt, mắt khó chịu
- Rửa mắt để loại bỏ vật lạ như bụi bẩn vào mắt, làm sạch ghèn (rỉ) mắt
- Phòng ngừa các bệnh đau mắt: đau mắt dịch, đau mắt sau khi đi bơi, đau mắt do dính bụi hay mủ hời...

Chú ý hữu sự lưu hành TTBYT:
HKD CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM PHYOTEC.

Địa chỉ: Số nhà 34, ng 1, đường An Trường, thôn An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Sterile ophthalmic solution

Myovit 3

ANTI INFECTION EYE DROPS

<https://yte24h.org/>

Dạng dịch nhỏ mắt

Myovit 3

ANTI INFECTION EYE DROPS

Sodium chloride 0.22%
Acid borac - Boraxol

DÙNG CHO:
Đau mắt, Ghen (rỉ) mắt, mỏi mắt, ngứa mắt, xốn (cộm) mắt, khô rát mắt, chảy nước mắt, mắt khó chịu



VỆ KHUẨN
Không chứa corticoid
Không gây sáng nhìn đớp

SODIUM HYALURONAT

ĐAU MẮT DỊCH MẮT ĐỎ

15ml
Thể tích thực

Vệ khuẩn, virus, nấm

Thông tin khác: Vui lòng xem tờ hướng

Chủ sở hữu số lưu hành TTYT:

HKD CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM PHYTOEC.

Địa chỉ: Số nhà 34, ngõ 1, đường An Trường, thôn An Bình, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Số CB: 230000496/PCBB-HN

LSX:

NSX:

HSD:

Sản xuất tại Việt Nam

Dung dịch nhỏ mắt

Myovit 3

ANTI INFECTION EYE DROPS

Thành phần:

Sodium Chloride 0.22%, acid boric, Borneol, Sodium hyaluronat, Sodium borate, nước cất pha tiêm, phụ liệu vừa đủ 15ml.

Mục đích sử dụng:

Dưỡng ẩm và làm sạch cho mắt, giúp giảm khô mắt, mờ mắt, mỏi mắt. Ngăn ngừa ngứa mắt, chảy nước mắt, đỏ mắt, cộm mắt do bụi từ môi trường hoặc mồ hôi. Giúp phòng ngừa các bệnh đau mắt

Đối tượng sử dụng:

Dùng cho người lớn và trẻ từ 1 tuổi trong các trường hợp:

- Mỏi mắt, ngứa mắt, khô rát mắt, cay mắt, xốn (cộm) mắt, đỏ mắt, mờ mắt, chảy nước mắt, mắt khó chịu
- Rửa mắt để loại bỏ vật lạ như bụi bẩn vào mắt, làm sạch ghèn (rỉ) mắt
- Phòng ngừa các bệnh đau mắt: đau mắt dịch, đau mắt sau khi đi bơi, đau mắt do dính bụi hay mồ hôi...

Hướng dẫn sử dụng:

Nhỏ bỏ đi 1-2 giọt đầu tiên trước mỗi lần sử dụng. Nhỏ từ 1-2 giọt vào mỗi mắt, dùng 3-4 lần/ngày. Hoặc dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Lưu ý:

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

Không để đầu lọ chạm vào bất cứ vật gì.

Vặn chặt nút lọ sau khi dùng và để ở nơi mát.

Tránh làm nhiễm bẩn dung dịch trong khi sử dụng.

Để xa tầm tay trẻ em.

Chống chỉ định:

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Thận trọng:

Kiểm tra bao bì sản phẩm trước khi sử dụng. Không sử dụng nếu bao bì thiết bị y tế bị hư hỏng

Bảo quản:

Để nơi khô mát ($\leq 30^{\circ}\text{C}$), tránh ánh sáng trực tiếp. Đậy kín nắp sau khi sử dụng

dahago Phân phối:

PHARMA Công ty TNHH Công nghệ DAHAGO

Địa chỉ: số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại tư vấn: 0963.460.883



Sản xuất theo License của:

MONAPHARM Công ty TNHH Dược phẩm MONAPHARM

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số CB: 230000496/PCBB-HN

Sản xuất tại Việt Nam

Sterile ophthalmic solution

Myovit 3

ANTI INFECTION EYE DROPS

1. Ingredients

Sodium Chloride 0.22%, Boric acid, Borneol, Sodium hyaluronate, Sodium borate, Sterile water for injection, excipients qs

2. Intended use

Moisturizing and cleansing for eyes, helping to relieve dry eyes, blurred vision, eye fatigue. Prevents itchy eyes, watery eyes, red eyes, puffy eyes caused by dust from the environment or sweat. Helps prevent eye diseases

3. Objects of use:

Used for adults and children from 1 year old in cases:

- Eye fatigue, itchy eyes, dry eyes, burning eyes, red eyes, blurred eyes, watery eyes, eye discomfort
- Wash your eyes to remove some objects such as: dirt from the eyes, clean eye discharge
- Prevent eye diseases: pinkeye due to epidemics, eye pain after swimming, eye pain due to dust or sweat...

4. User Manual

Discard the first 1-2 drops before each use. Put 1-2 drops in each eye, use 3-4 minutes times/day. Or use as directed by your physician.

Notes:

Read the manual carefully before use. If you need more information, consult your physician.

Do not let the tip of the vial touch anything.

Tighten the cap tightly after use and keep in a cool place.

Avoid contaminating the solution during use.

Keep out of reach of CHILDREN.

5. Contraindications

Do not use for people who are sensitive to any of the ingredients in the product

6. Precautions

Check product packaging before use. Do not use if the medical device packaging is damaged

7. Storage

Store in a cool dry place (≤ 30 degrees C), away from direct light. Close the lid tightly after use

dahago Distribution:

PHARMA DAHAGO Technology Company Limited

Address: house number 19, Phu Ha residential group, Tay Mo ward, Nam Tu Liem district, Hanoi

Telephone consultation: 0963.460.883



Manufactured under License of:

MONAPHARM MONAPHARM Pharmaceutical Company Limited

Address: Thanh Oai Industrial Cluster, Bich Hoa Commune, Thanh Oai District, Hanoi City, Vietnam

Chủ sở hữu số lưu hành TTBYT: HKD CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM PHYTOTEC.

Địa chỉ: Số nhà 34, ngõ 1, đường An Trường, thôn An Bình, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội